


---

## INSTRUCTIEKAART



### Benjamin ComfyNest accessoires

---





- gebruik de juiste maat ComfyPillow, zie gebruikershandleiding
- niet op borst of buik positioneren
- niet op hoofd of gezicht positioneren
- gebruik materialen altijd met monitorbewaking




## ComfyPillow

- ondersteuning hoofd rug/zijligging
- hanteer wisselingschema



## ComfyStar

- ondersteuning hoofd, heupen en nek
- als 'extra hand' kortdurend



## ComfyKiss

- lintjes vastgrijpen
- voor mond als geurdoekje

